



Diversa | F&R | Servicios Integrales | S.L

MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES “TRATAMIENTO Y MANIPULACIÓN”

Recomendaciones de uso:

- Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
- Identificar la parte superior de la mascarilla.
- Colocar la parte inferior en la barbilla, pasar las gomas por detrás de la cabeza y ajustarla a la nariz.
- Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de molestias respiratorias.
- Un vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.
- Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla.
- Lavar tras cada uso.

Retirada de la mascarilla: Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

- Quitarse los guantes de protección previamente.
- Lavarse las manos con agua o jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
- Retirar la mascarilla sin tocar su parte frontal
- **Meter la mascarilla en la lavadora.**
- Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica
- **SE DEBE DE EVITAR EL CONTACTO CON UNA MASCARILLA SUCIA (A LAVAR) Y LA ROPA LIMPIA.** La persona a cargo del lavado debe protegerse para manejar las mascarillas sucias.
- No se deben utilizar productos que puedan degradar o dañar los materiales y que disminuyan su capacidad protectora.
- **Se recomienda que la mascarilla se seque completamente dentro de las 2 horas posteriores al lavado.**
- **No se debe secar o higienizar con un horno microondas.**
- Tanto durante el secado, como en el almacenaje posterior de la mascarilla, se deben evitar los ambientes en los que la mascarilla se pueda volver a contaminar.
- Después de cada ciclo de lavado, se debe realizar una inspección visual (con guantes de protección y manos lavadas). Si se detecta algún daño en la mascarilla (menor ajuste, deformación, desgaste, etc...) se debe desechar la mascarilla.

Lavado y Desinfección: Una buena mascarilla desechable admitirá los siguientes sistemas de lavado y desinfección (se recomienda adquirir mascarillas desechables siempre que se pueda en farmacia o centro especializado)

- Lavado en lavadora con jabón neutro a 60 grados “solos, sin otras prendas”
- También admiten ser hervidas en agua durante 3 minutos “no más tiempo”
- Admiten lejía en una solución del 10 por ciento sin que por ello afecte a su aspecto.
- La vida útil del tejido dependerá de cada mascarilla reutilizable, en algunas de ellas hasta 300 lavados.

Diversa | Ferrer & Roig | Servicios Integrales | S.L

Avda. País Valencia, nº 29, bajo F, 46910 Sedaví (Valencia)

Tel.: 96 322 19 69 | mjferrer@diversaservicios.es | www.diversaservicios.es